



Měřič baterie
s kontrolou
výše baterie

Úrovně intenzity

Zapnutí a vypnutí

Nabíjecí port USB-C



Jestliže chcete získat exkluzivní obsah, informace, tréninková videa a další způsoby využití Vašeho produktu „Power Plate“, stáhněte si aplikaci Power Plate ještě dnes.



2 – LETÁ ZÁRUKA

Na vibrační přístroj *PULSE™ se vztahuje dvouletá záruka od výrobce.
Pokud chcete zaregistrovat svůj produkt, navštivte online stránku powerplate.com/products/registration



Power Plate Ceska Republika
@powerplateczsk
zuzanavasickova@powerplate.cz
powerplate.cz

Technické údaje



Úrovně intenzity vibrací: čtyři



Doba nabíjení baterie: přibližně 3,5 hodiny



Výdrž baterie: 5 hodin



Bezpečnostní časovač vypnutí 10 minut

Nádstavce



Kulatý



Plochý



Nabíjecí kabel USB-C

K nabíjení Power Plate Mini + používejte pouze příloženou USB nabíječku. Použití jiných nabíječek může mít za následek poškození produktu a zneplatnění záruky na produkt.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek by se neměl používat v blízkosti žádného zdroje vody. Kontakt s vodou může způsobit zkrat a následně způsobit zranění osob nebo poškození výrobku. Přístroj se nesmí používat v přítomnosti hořlavých anestetických směsí se vzduchem nebo kyslíkem nebo oxidem dusným (rajský plyn). Spotřebitel před použitím musí zkontrolovat, zda zařízení bezpečně funguje a ujistit se, že přístroj je připraven na provoz. Nadměrné používání vibračního přístroje může u některých jedinců způsobit menší podlitiny, v tomto případě by se mělo používání přístroje omezit, do té doby co se nezklidní symptomy. Používání, přeprava ale také uskladnění výrobku musí odpovídat požadavkům ochrany životního prostředí.

ZÁRUKA VÝROBKU - SHRNUŤ: Zaregistrujte svůj výrobek online na stránce powerplate.com/products/registration. Registraci výrobku umožníte "Performance Health Systems, LLC (PHS)" poskytnout Vám rychlejší a efektivnější servis a pomoc. Svoji registraci si také zabezpečíte všechny výhody související se zárukou výrobku. Performance Health Systems, LLC (PHS) garantuje, že tento výrobek nebude mít chyby materiálu nebo zpracování po dobu dvou (2) let od originálního datumu nákupu. Záruka je k dispozici jenom pro původního kupujícího a jen v případě, že výrobek byl zakoupený přímo od Power Plate® a to prostřednictvím autorizovaného distributora POWER PLATE CZ&SK nebo smluvního partnera POWER PLATE CZ&SK. Jakmile společnost PHS zjistí, že výrobek je v záruční době vadný, podle jeho vlastního uvážení ho buď opraví, nebo nahradí produkt novým nebo z výroby upraveným modelem. Kupující je osvobozený od všech následných škod nebo ztrát. PHS NEGARANTUJE ŽÁDNE DALŠÍ ZÁRUKY, VYJÁDRĚNÉ NEBO PŘEDPOKLADANÉ, KROMĚ JIŽ UVEDENÝCH.

Další platební podmínky jako je odstoupení od smlouvy najdete na adrese: powerplate.com/legal/sales-and-warranty-terms-and-conditions-of-sale-us Pro prodej a nákup mimo US, se prosím podívejte na další platební podmínky jako také odstoupení od smlouvy na adrese: powerplate.com/legal/warranty-terms-uk

Performance Health Systems® © 2019 Performance Health Systems, LLC, a Delaware corporation. Všechny práva jsou vyhrazená. Power Plate® PULSE™ logo a produkt design jsou registrovanou značkou Performance Health Systems, LLC a/ nebo jeho dceřinými společnostmi v USA a nebo ve vybraných zahraničních zemích. Vyrobené a distribuované pod licenční značkou Performance Health Systems, LLC.



POWER PLATE®
MINI+™

PŘÍRUČKA PRO RYCHLÝ START



POWER PLATE®
MINI+™

Gratuluje vám k zakoupení vašeho Power Plate Mini + Postupujte podle tohoto průvodce rychlým startem, který vám pomůže uvolnit napnuté a bolavé svaly, regenerovat a celkově se cítit lépe



Nohy
ČAS: 30-60 sekund
ÚROVEŇ VIBRACE: 2-3
NÁSTAVEC : PLOCHÝ

Lýtka
ČAS: 30-60 sekund
VIBRAČNÍ ÚROVEŇ: 1-2
NÁSTAVEC: KULATÝ

Přední kyčle
ČAS: 30-60 sekund
ÚROVEŇ VIBRACE: 1-2
NÁSTAVEC: KULATÝ

Boční sval stehenní
ČAS: 30-60 sekund
ÚROVEŇ VIBRACE: 2-3
NÁSTAVEC: KULATÝ



Boční kyčel / Hýždě
ČAS: 30-60 sekund
ÚROVEŇ VIBRACE: 1-2
NÁSTAVEC: KULATÝ

Hrudník
ČAS: 30-60 sekund
VIBRAČNÍ ÚROVEŇ: 3-4
NÁSTAVEC: KULATÝ

Horní část zad / trapézy
ČAS: 30-60 sekund
ÚROVEŇ VIBRACE: 2-3
NÁSTAVEC: PLOCHÝ

Ramena
ČAS: 30-60 sekund
ÚROVEŇ VIBRACE: 1-2
NÁSTAVEC: KULATÝ



Ruce
ČAS: 30-60 sekund
VIBRAČNÍ ÚROVEŇ: 3-4
NÁSTAVEC: KULATÝ

Biceps
ČAS: 30-60 sekund
ÚROVEŇ VIBRACE: 2-3
NÁSTAVEC: KULATÝ

Tricep
ČAS: 30-60 sekund
VIBRAČNÍ ÚROVEŇ: 2-3
NÁSTAVEC: KULATÝ

Předloktí
ČAS: 30-60 sekund
ÚROVEŇ VIBRACE: 2-3
NÁSTAVEC: PLOCHÝ

POWER PLATE®
DUAL SPHERE™



Power Plate® Dual Sphere™ je ideální na účinnou a koncentrovanou masáž. Díky jedinečnému konturovanému tvaru je DualSphere skvělým pomocníkem na těžko dostupné oblasti chodidel, krku a zad. Takové vylepšení řešení na zotavení a zvýšení hybnosti je možné použít v domácnosti, Vaší kanceláři a dokonce i na cestách.

POWER PLATE®
ROLLER™



Power Plate® Roller™ je přenosný masér, který pomáhá relaxovat a omladit napjaté a bolestivé svaly. Uvolňuje fascie a podporuje průtok krve, aby Vám pomohl rychleji se připravit na trénink nebo správně regenerovat po tréninku. Je vhodný na použití do domácnosti, fitness center, kanceláře nebo na cestování.

PERSONAL POWER PLATE®



Personal Power Plate® je víceúčelový cvičební přístroj založený na principu harmonických vibrací, který Vám pomůže dosáhnout Vašich cílů rychleji a efektivněji. Je kompaktní a lehce se skládá pod postel nebo ve skříni a je ideální pro trénink na cestách.

POWER PLATE®
MOVE™



Power Plate® MOVE™ je dokonalá kombinace velikosti a funkce. Jeho platforma byla navržena od začátku tak, aby šetřila co nejvíce místa bez toho, aby hrozilo omezení výkonu a tréninku. Je dostatečně lehká na to, aby se dala přemístit z místnosti do místnosti a zároveň dostatečně odolná na to, aby unesla celých 136kg. Pokud chcete cvičit efektivně, v krátkém čase a vidět rychlé výsledky, už nemusíte dále nic hledat.

Pokud chcete vědět více informací o produktech Power Plate, navštivte stránku powerplate.cz. V případě otázek nás prosím kontaktujte e-mailem na zuzanavasickova@powerplate.cz